

powerone)))

NL



675charger

Gebruiksaanwijzing

NL

power one 675charger

Omvang van de levering

- 1 x laadtoestel **power one 675charger**
- 1 x aansluitingskabel verbinding laadtoestel / stroombron
- 1 x netadapter met USB-interface voor aansluitingskabel
- 1 x set stekkeropzetstukken voor netadapter met 4 verschillende internationale aansluitingen

Gebruiksaanwijzing

Zeer geachte klant, wij wensen u geluk met uw aankoop van een power one 675charger. U hebt zich een modern en veilig laadsysteem aangeschaft, voor het opladen van de herlaadbare hoorapparaatbatterijen power one p675 ACCU plus. Voor een vlot gebruik van het toestel, vragen wij u de hier volgende gebruikshandleiding zorgvuldig door te lezen.

1. Beschrijving

De **power one 675charger** dient voor het laden van een of twee herlaadbare hoorapparaatbatterijen **power one p675 ACCU plus**. Het toestel laadt in 5 uur de **power one p675 ACCU plus** op (enkel bij vooraf volledig ontladen accu / gedeeltelijk geladen accu's worden eerst automatisch, omwille van de veiligheid en voor een verbeterde houdbaarheid, van de cel ontladen / Refreshing bescherming).

Gebruik voor de power one 675charger uitsluitend herlaadbare batterijen van het merk power one ACCU plus.

2. Gebruik

Open de verpakking en controleer of de levering volledig is.

Neem voor het laden de meegeleverde aansluitingskabel, trek hem op de gewenste lengte (aan de beide uiteinden gelijktijdig optrekken!) en verbindt de holle stekker met de gepaste aansluiting aan de **power one 675charger**, die zich boven het **power one**-logo of aan de rechterkant van de **power one 675charger** bevindt. Verbind nu de USB-aansluiting van de verbindingkabel met de gepaste stroombron. De meegeleverde netadapter maakt de verbinding van de USB-aansluiting met een stopcontact mogelijk. De stekkeropzetstukken (in totaal vier verschillende opzetstukken) aan de netadapter zijn omwisselbaar en worden geplaatst naar gelang van het land of de regio waar u zich bevindt.

U kunt het laadtoestel eveneens via de USB-stekker direct met een USB-interface van een computertoestel of van een laptop in werking gebruiken. Een verdere mogelijkheid tot laden ontstaat door de verbinding van de USB-stekker met een adapter voor de sigarettenaansteker, ofwel met andere 12-voltoaanslui-

tingen in een motorvoertuig (adapter wordt niet meegeleverd).

De **power one 675charger** is nu bedrijfsklaar en kan worden gebruikt voor het laden van nikkelmetaalhydride hoorapparaatbatterijen **power one p675 ACCU plus**. Druk hiervoor de knop aan de voorzijde van het laadtoestel in, het deksel springt uit de houder en kan nu worden geopend.

Leg nu een of twee nikkelmetaalhydride hoorapparaatbatterijen **power one p675 ACCU plus** in de daarvoor bestemde batterijhouder en dit met de +-kant (platte kant van de knoopbatterij) naar onder. Neem de correcte polariteit in acht bij het inleggen van de knoopbatterijen. Een foute polariteit of defecte knoopbatterijen worden door middel van zeer korte knippersignalen (0,1 sec. aan en 0,1 sec. uit) weergegeven. In dat geval vindt er geen laadprocedure plaats. Sluit nu opnieuw het zilverkleurige schuifdeksel. Opdat de batterij (en) zouden worden geladen, moet het deksel gesloten zijn. De laadprocedure voor de nikkelmetaalhydride hoorapparaatbatterijen wordt aangegeven door een knipperend groen signaal.

De **power one 675charger** controleert automatisch de laadtoestand van de ingelegde nikkelmetaalhydride accucellen. De in het oorapparaat ontladen batterijen worden binnen 5 uur volledig opgeladen. Na het afsluiten van de laadprocedure gaat er een groen signaal branden en kunt u de gevulde cellen wegnemen voor gebruik van uw oorapparaat.

3. Behandelingstips voor NiMH-accumulatoren

Hou de contactoppervlakken van de accumulatoren, evenals die in het toestel zuiver. Voor de best mogelijke prestatie en levensduur, vermijd u in principe beter diepontladen of kortsluiten van de batterij. Na langere opslagtijd, wordt de volle capaciteit pas na enkele laad-/ontlaadcycli weer bereikt.

Afbeeldingen (zie laatste bladzijde)

1. **power one 675charger** laadtoestel
2. Aansluitingskabel USB / holle stekker
3. Netadapter met omwisselbare stekkeropzetstukken
4. Gepaste hoorapparaatbatterijen NiMH **power one ACCU plus** (niet meegeleverd)

1.



3.



4.

p675accu

